



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

P. Ospedaliero "San Giacomo D'Altopasso"

C.da Cannavecchia - 92027 Licata

Tel 0922-869232 Fax: 0922-869118

U.O.C. di Cardiologia

Responsabile Dr. Ennio Ciotta



Scheda tecnica Holter Pressorio

Display LCD per la visualizzazione dei valori misurati e dei messaggi di servizio, funzionalità disabilitabile via software;

Connettività evoluta verso il PC basata su tecnologia bluetooth standard;

Algoritmo auto adattante per il controllo del gonfiaggio del bracciale;

Funzione di event marker e di inizio/fine periodi di veglia e sonno;

Dimensioni contenute circa 130x80x30 mm (peso <350 g batterie incluse);

Intervallo di valori pressione

Sistolica orientativamente da 60 a 290 mmHG

Diastolica orientativamente da 30 a 195 mmHG

Accuratezza: ± 3 mmHg nella misura del display

Intervallo di pressione statica da 0 a 300 mmHg

Intervallo di frequenza da 30 a 240 battiti al minuto

Metodo oscillometrico

Utilizzo: manuale, automatico e continuo

Intervallo di misurazione: 5-10-15-30-45-60-90-120

Capacità di memoria >300 misurazioni

Alimentazione 2 batterie ricaricabili

Dotazione standard

-Borsa di trasporto

-3 bracciali (pediatrico, adulto, adulto grande)

-Manuale d'uso

-Software (inglese), tal. 210

-Tubo per collegamento bracciale 1,5 m

-Batterie

- 2 registratori